

Calibration & Operation

Draft Version 0.1

VT-850-amsg

操作說明



顯示畫面：




畫面左邊為先辨識人臉影像，再經由畫面右邊進行熱顯像檢測。

若體溫低於37.5度C顯示「體溫正常」文字，並將資訊存入雲端資料庫。。

若體溫高於37.5度C，則畫面呈現紅色，並顯示「體溫過高」文字！

同時搭配警告音與APP推播，並顯示「請等待人員進行複檢」。



APP功能介面



APP推播及聲音告警