

超音波影像報告系統(Unireport)

特點：

◎管理部分


- ◆ 具有監控及記載系統事件功能，需紀錄登入、登出、修改或刪除資料及顯示工作進度。
- ◆ 資料庫採用 ANSI/ISO SQL-92 Entry Level 標準完全相容。
- ◆ 具有使用者管理介面。
- ◆ 具有監控及記載系統事件功能，需紀錄登入、登出、修改或刪除資料及顯示工作進度。
- ◆ 依照醫師設定 Login in 資料顯示個人化介面。

◎排程部分

- ◆ 採用與 Windows 同樣之萬年曆預約功能。
- ◆ 同一病患當天可輸入不同的檢查項目，且每個檢查項目均有獨立的檢查報告。
- ◆ 新增加的病患可以直接輸入基本資料，以簡化輸入手續。
- ◆ 可於任一工作站上查詢目前各檢查的進度及狀況，並可補印檢查報告。
- ◆ 若某病患曾經建檔過，再次來診時只須輸入病歷號即可調出資料。
- ◆ 排程人員可同時安排 Echo、Endoscope 等不同科之檢查。
- ◆ 可與院內 HIS 系統整合。(選購)

◎報告部分

- ◆ 檢查視窗中可依不同比例大小流覽影像，影像中的文數字清晰可見，以便數據之記錄。
- ◆ 寫報告時可同時看見影像，做為檢查報告及診斷病情的依據。
- ◆ 依不同的病情調出相對的診斷報告樣本，可節省報告輸入時間。
- ◆ 提供三種報告範本以供報告使用。(可增購範本)
- ◆ 輸出圖文報告。




商之器科技股份有限公司 **EBM Technologies Incorporated.**

台北市內湖路 1 段 516 號 5 樓. 5Fl., NO.516, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei, Taiwan 114

Tel: 886 2 87514567 Fax: 886 2 87513300

- ◆ 報告可加入插圖，可供醫師加註解。
- ◆ 報告可以一邊打報告一邊看影像。
- ◆ 影像瀏覽的方式可自選，以不同比例多種組合，以方便影像的檢閱。
- ◆ 可設定每份報告的列印份數。
- ◆ 報告完成可加入 ICD 9，方便日後資料查詢及研究用途。
- ◆ 所有檢查影像與病患資料完整結合，接受統一之查詢。
- ◆ 每個檢查報告可同時存入高達 256 張的全彩影像，還可自由刪除直到報告確定後才將影像封存。
- ◆ 可依檢查項目自動帶出報告範本。
- ◆ 支援報告全文檢索、基本資料查詢、病理結果查詢、檢查代碼查詢。
- ◆ 具醫師報告數量、檢查數量、病患列表等統計功能。
- ◆ 於特定報告中可產生醫師與檢查項目統計表、病患來源統計表、病患身分統計表。



◎影像資料管理

- ◆ 以腳踏或手按方式記錄影像，以便與儀器之操作配合。
- ◆ 錄像時直接錄入硬碟中，不須中界檔暫存。
- ◆ 影像瀏覽的方式可自選，以不同比例大小顯示，以方便影像的檢視。
- ◆ 有檢查影像與病患資料完整結合，接受統一之查詢。

◎影像處理：(影像註記)

- ◆ 可於影像上加註文字或圖形。
- ◆ 文字的字型可以選擇(含所有 Windows 下所掛的文字)。
- ◆ 可選擇線型、顏色、粗細。
- ◆ 可繪直線、圓形、矩形、不規則之封閉區域等。
- ◆ 所有註記物件可與原影像一起保存，影像再調出時還可以將該些註記物件逐一分離。
- ◆ 註記影像不會破壞原始影像，而是以 OVERLAY 方式將註記物件與原影像相互關連。



商之器科技股份有限公司 **EBM Technologies Incorporated.**

台北市內湖路 1 段 516 號 5 樓, 5FL., NO.516, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei, Taiwan 114

Tel: 886 2 87514567 Fax: 886 2 87513300