



MAIA Lung LDCT

肺部斷層影像處理軟體

快速檢視Lung Nodule出現在肺部低劑量電腦斷層之軟體

衛部醫器製字第007448號

唯一經TFDA核准之肺部CT智慧醫材

輔助醫生檢視LDCT

能夠檢索Lung nodule所在的Slice

提高3倍的時間效率

判讀時間 ≤ 1 分鐘

3x

TRUE POSITIVE
(TP)

FALSE POSITIVE
(FP)

FALSE NEGATIVE
(FN)


TRUE NEGATIVE
(TN)

85%的Sensitivity

Sensitivity : $TP / (TP + FN)$

利用關鍵技術

- Lung Segmentation
- U-NET : Nodule Detection



02-2655 2866



service@muenai.com



台北市中正區新生南路一段50號5樓之3